

総地第85号
 令和6年4月25日

 総務局地域防災課
 避難等支援担当課長

各区総務課長

 地域防災拠点における感染防止資器材の取扱い及び
 段ボールベッド等の必要性調査について（依頼）

令和2年度に各地域防災拠点に対して配布した、避難所運営用の感染防止資器材の取扱いについては、「地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いについて」（令和5年8月15日付け総地第356号（以下「第356号通知」という。））において通知を行ったところです。

地域防災拠点（以下「拠点」という。）における感染防止資器材の取扱いについて再度周知するとともに、拠点に感染症対策用として配備した、受付用パーテーション、段ボール間仕切り及び段ボールベッド（以下「段ボールベッド等」という。）について、拠点における必要性（回収希望数）の調査を行います。

つきましては、次のとおり、拠点への周知・調査にご協力をお願いします。

1 拠点において今後も備蓄する感染防止資器材

資器材	数量	理由（用途）
サージカルマスク	10箱（500枚）	飛沫防止のため
小さめマスク	6箱（300枚）	
消毒液（ハイター）	2本（1.2ℓ）	施設消毒のため
雑巾	10枚	
使い捨て手袋	700枚 （100枚×7袋）	施設消毒及び食事等配布のため（約1月分を想定）
泡ハンドソープ	10本	手指衛生のため
アルコール消毒液	40本（200ℓ）	
非接触型体温計	3本	避難所で検温の必要性が出た場合のため
腋下体温計	1本	

※ 今後の更新の方向性については、決定次第お示しします。

※ その他詳細は、第356号通知を参照してください。

2 段ボールベッド等の回収希望数調査について

(1) 目的

第356号通知により拠点における感染防止資器材の見直しを行いました。が、段ボールベッド等についても、拠点での保管スペースなどを踏まえて回収することとします。

一方で、段ボールベッド等は感染症対策だけでなく、避難所の生活環境の改善などにも有効となります。そのため、一律回収ではなく、拠点の状況に応じて残すことも可能としますので、各拠点の回収希望数の調査を行うものです。

(2) 調査対象品目

- ・受付用パーテーション
- ・段ボール間仕切り及び段ボールベッド

(3) ~~拠点への調査及び各区からの報告~~

- ~~ア 各拠点への調査の際には、「【別紙1】段ボールベッド等回収希望数調査票」をご活用ください。~~
- ~~イ 各拠点からの回答は、各区「表」により取りまとめ、令和6年7月31日（水）までに「地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いについて」を御確認ください。~~

(4) 今後の取扱い

- ア 今後、段ボールベッド等の更新は行わない予定です。
- イ 回収した段ボールベッド等（現在拠点の備蓄庫以外に保管されているものも含む。）については、発災時に、市内の被災状況を踏まえ、真に必要なと思われる拠点等に供給することを想定しています。
- ウ 拠点から回収する段ボールベッド等は、各区で個別保管することも可能とします。
- エ 調査後の段ボールベッド等の回収時期は、別途お知らせします（8～9月に実施予定の備蓄品の配送・回収とは別の時期となります。）。

3 ~~その他~~

(1) ~~添付資料~~

- ~~ア 令和5年5月23日付・総地第150号「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う避難場所等の対応について」~~
- ~~イ 令和5年8月15日付・総地第356号「地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いについて」~~

(2) ~~疑義等ある場合は、担当までお願いします。~~

~~【担当】~~

~~総務局危機管理室地域防災課 森崎、福田~~

~~電 話：671-2011~~

~~メール：so-chiikibousai@city.yokohama.jp~~

担当：泉区総務課防災担当豊田・初山
T E L：800-2309
F A X：800-2505
Eメール：iz-bousai@city.yokohama.jp

【参考資料】 段ボールベッド等写真

・ 受付パーテーション

以下写真が「1セット」分になります。(1箱にパーテーション2枚梱包 = 1セットです。)



外箱写真



中身写真

・ 段ボール間仕切り

以下写真が「1セット」分になります。(間仕切り10枚×3=30枚分で1セットです。)




ビニール袋梱包時写真



開封時写真

・ 段ボールベッド

以下写真が「1セット」分になります。(1箱=1セットです。)



外箱写真1



外箱写真2

総地第 356 号
令和 5 年 8 月 15 日

各区総務課長

総務局地域防災課
避難等支援担当課長

地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いについて（通知）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和 2 年度に各地域防災拠点に対して、避難所運営用の「感染防止資器材」を配布しました。

令和 5 年 5 月 23 日に新型コロナウイルス感染症の 5 類感染症への変更に伴う避難所等の対応について通知しましたが、今後の「感染防止資器材」の取扱いについては、次のとおりお願いします。

1 現状

(1) コンテナボックスで保管（計 2 箱）

非接触型体温計	3 本	雑巾	10 枚
腋下体温計	1 本	使い捨て手袋 (100 枚入)	1,000 枚 (10 袋)
サージカルマスク	10 箱 (500 枚)	養生テープ	10 個
小さめマスク	6 箱 (300 枚)	ごみ袋 (30L/45L)	各 2 袋 (50 枚入)
フェイスシールド	30 枚	泡ハンドソープ	10 本
消毒液 (ハイター)	10 本 (60)	ペーパータオル	10 袋

(2) 資器材ごとに保管

段ボール間仕切り及びベッド	6 セット
アルコール消毒液	40 本 (200)
受付用パーテーション	2 セット

2 今後の取扱い

(1) 引き続き備蓄をお願いしたい資器材と数量

ア 「全ての避難所等で実施する事項」で必要

資器材	数量	理由 (用途)
サージカルマスク	10 箱 (500 枚)	飛沫防止のため
小さめマスク	6 箱 (300 枚)	
消毒液 (ハイター)	2 本 (1.20)	施設消毒のため
雑巾	10 枚	
使い捨て手袋	700 枚 (100 枚×7 袋)	施設消毒及び食事等配布のため (約 1 月分を想定)
泡ハンドソープ	10 本	手指衛生のため
アルコール消毒液	40 本 (200)	

イ 「各避難所等の判断により追加で実施する事項」で必要

資器材	数量	理由（用途）
非接触型体温計	3本	避難所で検温の必要性が出た場合のため
腋下体温計	1本	

(参考) 発災時における感染症対策を踏まえた避難所等の運営

(1) 全ての避難所等で実施する事項

- ・マスク着用及び手指衛生の推奨
- ・避難所等の定期的な換気及び清掃等の衛生管理

(2) 各避難所等の判断により追加で実施する事項

- ・検温や聞き取り等による受付時の避難者の体調確認及び有症状者との動線分け
- ・空き教室の活用や余裕ある区割り等による避難者同士の距離の確保

ウ 資器材の更新

引き続き備蓄をお願いする資器材の、今後の更新の方向性については、決定次第お示しします。

(2) 避難所での感染症対策としては不要な資器材

「(1) 引き続き備蓄をお願いしたい資器材と数量」で挙げた資器材以外は、避難所での感染症対策としての備蓄は不要とします。

ただし、感染症対策以外にも避難所の運営に役立つ資器材もありますので、必要性については各拠点で検討していただくようお願いします。

(3) 不要な資器材の取扱い

各拠点で不要とした資器材（受付用パーテーション、段ボール間仕切り及びベッドを除く）は、各拠点で有効活用や廃棄をしていただくようお願いします。

なお、受付用パーテーションや段ボール間仕切り及びベッドは、後日、各拠点に対して必要性調査を行い、調査結果に基づき回収等の方向性を検討していきます。

3 その他

(1) 添付資料

ア 【別紙】感染防止資器材用コンテナボックスの整理の参考資料

イ 【令和5年5月23日付・総地第150号】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う避難場所等の対応について

(2) 疑義等ある場合は、担当までお願いします。

【担当】

総務局危機管理室地域防災課

森崎、福田

671-2011（内線：50492、50495）

so-chiikibousai@city.yokohama.jp

感染防止資器材用コンテナボックスの整理の参考

【現在】

現在は、感染防止資器材をこのように、2つのコンテナボックスで保管しています。



(残す資器材)

資器材	数量
サージカルマスク	10箱
小さめマスク	6箱
消毒液(ハイター)	2本(1.2ℓ)
雑巾	10枚
使い捨て手袋	700枚 (100枚×7袋)
泡ハンドソープ	10本
アルコール消毒液	40本(20ℓ)
非接触型体温計	3本
腋下体温計	1本

避難所運営に使えるため残す資器材

【収納例】

2つのコンテナボックスは、結構場所を取るのですが、できれば1つのコンテナボックスに収めたい…。そこで、以下のように、収納すれば、必要なものは残して、1つのコンテナボックスに収納できます。

●ステップ1

1つのコンテナボックスを空にしてから、サージカルマスク10箱、小さめマスク6箱を端に積みます。



●ステップ2

中央にハンドソープ10本、消毒液2本、雑巾10枚、ゴミ袋30ℓ2袋、45ℓ2袋を整然と入れます。



●ステップ3

隙間に体温計各種、ハンドソープの上にペーパータオル7袋を乗せます。



●ステップ4

最後に、隙間に養生テープ(5本程度)を乗せれば、完成！



整理して、空いたコンテナボックスは、他の資器材の収納に使うなど、自由に使ってください！